

Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P49916

품목 번호: CM0019806



소개

WB, IP, ELISA용 인간 DNA 리가제 3 (LIG3)을 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. DNA 복구 및 미토콘드리아 염기절제 복구 연구에 이상적입니다. 분자량: 113 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA Ligase III/LIG3 Rabbit pAb
비고/별칭	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3980
GeneID	3980
항원(Immunogen)	인간 DNA Ligase III/LIG3 (NP_039269.2)의 아미노산 730-1009에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P49916
단백질 분자량	113 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)