


Wb, Elisa용 Anti-Dna Ligase Iv 토끼 단일클론 항체 - P49917

품목 번호: CM0003250



소개

사람 DNA 리가제 IV(LIG4)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. NHEJ DNA 복구 및 V(D)J 재조합 연구에 필수적이며, 분자량은 104 kDa입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DNA Ligase IV Rabbit mAb
비고/별칭	LIG4S; DNA Ligase IV
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3981
유전자 ID	3981
면역원(Immunogen)	사람 DNA Ligase IV (P49917)의 아미노산 504-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P49917
단백질 분자량	104kDa
배송(Shipping)	아이스백