


Anti-Dna Ligase Iv Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P49917

품목 번호: CM0020581



소개

인간 DNA Ligase IV(LIG4)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨; 생쥐 및 쥐와 교차 반응. NHEJ 및 DNA 수복 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA Ligase IV Rabbit pAb
비고/별칭	LIG4S; DNA Ligase IV
종	인간
유전자 ID (인간)	3981
유전자 ID	3981
면역원	인간 DNA Ligase IV (NP_002303.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P49917
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백