


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dna-Pkcs 폴리클로날 항체 - P78527

품목 번호: CM0016481



소개

인간 DNA-PK 촉매 소단위체(PRKDC)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. DNA 손상 복구, 비상동 말단 연결(NHEJ), 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DNA-PKcs Rabbit pAb
비고/별칭	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
종	인간
GeneID (Human)	5591
GeneID	5591
면역원	인간 DNA-PKcs (NP_008835.5)의 아미노산 3993-4128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78527
단백질 분자량	469kDa
배송	아이스백