


Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Dna-Pkcs 토끼 단클론 항체 - P78527

품목 번호: CM0003774



소개

인간 DNA-PKcs(SWISS: P78527)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 손상 복구 및 키나아제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA-PKcs 토끼 mAb
비고/별칭	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
종	인간
GeneID (인간)	5591
GeneID	5591
면역원	제조합 단백질 인간 DNA-PKcs(NP_008835.5)의 아미노산 3993-4128에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78527
단백질 분자량	469 kDa
배송 방법	아이스백