


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dna-Pkcs Rabbit Polyclonal Antibody - P78527

품목 번호: CM0030923



소개

인간 DNA-PKcs (PRKDC) 단백질을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. DNA 손상 복구 및 키나제 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA-PKcs Rabbit pAb
비고/별칭	HYRC; p350; DNAPK; DNPK1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
종	인간
GeneID (인간)	5591
GeneID	5591
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P78527
단백질 분자량	469kDa
배송	아이스백