

항-Dna 중합효소 Beta 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·if/Icc·elisa용 - P06746

품목 번호: CM0020779



소개

사람 DNA 중합효소 beta(POLB)를 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람 및 마우스 샘플을 검출합니다. 재조합 면역원입니다. 염기 절제 복구 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KO 검증 완료] DNA 중합효소 beta 토끼 pAb
비고/별칭	POLB; ta
종	사람
유전자 ID (사람)	5423
유전자 ID	5423
면역원	사람 DNA 중합효소 beta(NP_002681.1)의 아미노산 1-335번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P06746
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백