

항-Dna 중합효소 델타 서브유닛 4 (Pold4/P12) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Hcu8

품목 번호: CM0026168



소개

인간 DNA 중합효소 델타 서브유닛 4 (POLD4/p12)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. DNA 복제, 수리 및 게놈 안정성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	POLD4 Rabbit pAb
비고/별칭	p12; POLDS; POLD4
종	인간
유전자 ID (인간)	57804
유전자 ID	57804
면역원	제조항 단백질: 인간 POLD4 (NP_066996.3)의 아미노산 1-107에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HCU8
단백질 분자량	12kDa
배송 방법	아이스 팩