


Wb용 항-Dna 중합효소 에타(Dna Polymerase Eta) 다클론 항체 - Q9Y253

품목 번호: CM0019777



소개

인체 DNA 중합효소 에타(POLH)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거쳤습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 반응하며, 손상 복구 합성(translesion synthesis) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA 중합효소 에타 토끼 pAb
비고/별칭	XPV; XP-V; RAD30; RAD30A; DNA 중합효소 에타
종	인간
유전자 ID (인간)	5429
유전자 ID	5429
면역원	인간 DNA 중합효소 에타의 아미노산 322-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006493.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y253
단백질 무게	78kDa
배송	아이스팩