

Wb, Elisa용 Dna 폴리머라제 감마 단일클론 항체 - P54098

품목 번호: CM0002489

소개

인간 DNA 폴리머라제 감마(POLG)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 DNA 복제 및 복구 연구에 필수적인 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA 폴리머라제 감마 토끼 mAb
비고/별칭	PEO; MDPI; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNA 폴리머라제 감마
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5428
유전자 ID	5428
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P54098
단백질 분자량	140 kDa
배송	아이스백