


Wb, Elisa용 항-Dna 중합효소 감마 토끼 다클론 항체 - P54098

품목 번호: CM0027605



소개

인간 DNA 중합효소 감마(POLG)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응성이 있습니다. 미토콘드리아 DNA 복제 및 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNA 중합효소 감마 토끼 pAb
비고/별칭	PEO; MDPI; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNA 중합효소 감마
종	인간
유전자ID (인간)	5428
유전자ID	5428
면역원	인간 DNA 중합효소 감마(NP_002684.1)의 아미노산 540-720에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P54098
단백질 분자량	140kDa
배송 방식	아이스팩