

Wb 및 Elisa용 Anti-Dna Polymerase Kappa (Polk) 폴리클로날 항체 - Q9Ubt6

품목 번호: CM0018713



소개

인간 DNA 폴리머라제 카파(POLK, DINP, DINB1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 트랜스레전 합성 DNA 수복 단백질을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	POLK Rabbit pAb
비고/별칭	DINP; POLQ; DINB1; POLK
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51426
GeneID	51426
면역원(Immunogen)	인간 POLK (NP_057302.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UBT6
단백질 분자량	99kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)