

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Dna 토포이소머라제 I (Top1) 모노클로날 항체 - P11387

품목 번호: CM0003260



소개

DNA 토포이소머라제 I (TOP1)를 표적하는 고품질 토끼 모노클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에 걸쳐 WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 어플리케이션으로 검증되었습니다. 크로마틴 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA 토포이소머라제 I (TOP1) 토끼 mAb
비고/별칭	TOP1; DNA 토포이소머라제 I (TOP1)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	7150
항원(Immunogen)	사람 DNA 토포이소머라제 I (TOP1) (P11387)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P11387
단백질 분자량	91kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)