

Anti-Dna Topoisomerase I (Top1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P11387

품목 번호: CM0015030



소개

인간 DNA topoisomerase I (TOP1)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IHC-P, IP 및 ELISA 응용에 사용됩니다. 마우스와 교차 반응합니다. DNA 토폴로지 및 전사에 관여하는 91 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA topoisomerase I (TOP1) Rabbit pAb
비고/별칭	TOP1; DNA topoisomerase I (TOP1)
종	인간
GeneID (Human)	7150
GeneID	7150
면역원	인간 TOP1 (NP_003277.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11387
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백