

If/Icc, Elisa용 Dna 토포이소머레이스 Ii 알파(Top2A) 다클론 항체 - P11388

품목 번호: CM0013197



소개

인간 DNA 토포이소머레이스 II 알파(TOP2A)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 및 세포 생물학 연구에 적합하며, 174kDa 단백질을 인식합니다. - P11388

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNA 토포이소머레이스 II 알파(TOP2A) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNA 토포이소머레이스 II 알파(TOP2A)
종	인간
유전자 ID	7153
면역원	인간 DNA 토포이소머레이스 II 알파(TOP2A)의 아미노산 1314-1503에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_001058.2)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11388
단백질 분자량	174kDa
배송	얼음팩