


Anti-Dna Topoisomerase Ii Alpha (Top2A) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P11388

품목 번호: CM0012077



소개

인간 DNA topoisomerase II alpha (TOP2A)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기, 염색질 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DNA topoisomerase II alpha (TOP2A) Rabbit mAb
비고/별칭	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNA topoisomerase II alpha (TOP2A)
종	인간
GeneID (Human)	7153
GeneID	7153
면역원	합성 펩타이드 인간 DNA topoisomerase II alpha (TOP2A) (P11388)의 아미노산 1432-1531 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11388
단백질 분자량	174kDa/178kDa/179kDa/183kDa
배송	아이스백