

Anti-Dnaja1 Rabbit Polyclonal Antibody [Ko 검증됨] For Wb, If/Icc, Elisa - P31689

품목 번호: CM0016910



소개

DNAJA1에 대한 토끼 폴리클론 항체, WB, IF/ICC, ELISA 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 세포사멸, 샤페론, 단백질 수송 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] DNAJA1 Rabbit pAb
비고/별칭	DJ-2; DjA1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSJ-2; HSPF4; NEDD7; hDJ-2; A1
종	인간
GeneID	3301
면역원	인간 DNAJA1 (NP_001530.1)의 아미노산 잔기 178-397에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31689
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩