


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnaja2 다클론 항체 - O60884

품목 번호: CM0030888



소개

인간 DNAJA2(DnaJ 상동체 아패밀리 A 구성원 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 샤페론 및 단백질 폴딩 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNAJA2 토끼 pAb
비고/별칭	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
종	인간
유전자 ID (인간)	10294
유전자 ID	10294
면역원	재조합 단백질 인간 DNAJA2 (NP_005871.1)의 아미노산 233-412에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60884
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩