


Wb, Elisa용 Anti-Dnaja3 폴리클로날 항체 - Q96Ey1

품목 번호: CM0029837



소개

DNAJA3 (TID1, hTid-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 DNAJA3를 인식합니다. 세포자멸사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJA3 Rabbit pAb
비고/별칭	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	9093
유전자 ID	9093
면역원(Immunogen)	인간 DNAJA3 (NP_005138.3)의 아미노산 221-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	Q96EY1
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백