


Anti-Dnajb12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - Q9Nxx2

품목 번호: CM0014141



소개

단백질 접힘, ERAD, 칼륨 채널 성숙에 관여하는 공동 샤페론인 DNAJB12에 대한 토끼 폴리클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJB12 Rabbit pAb
비고/별칭	DJ10; DNAJB12
종	인간
GeneID	54788
면역원	인간 DNAJB12 (NP_060096.3)의 아미노산 250-409에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NXX2
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백