

Wb 및 Elisa용 항-Dnajb14 토끼 다클론 항체 - Q8Tbm8

품목 번호: CM0027345

소개

DNAJB14 토끼 pAb는 단백질 품질 관리 및 이온 채널 성숙을 위한 공동 샤페론인 인간 DNAJB14를 표적으로 하며, WB 및 ELISA 검증을 거친 다클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ER 스트레스 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJB14 토끼 pAb
비고/별칭	EGNR9427; PRO34683; DNAJB14
종	인간
GeneID (인간)	79982
GeneID	79982
면역원	인간 DNAJB14의 1-120 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001026893.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8TBM8
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩