

세포 내 유세포 분석용 Anti-Dnajb1/Hsp40 단일클론 항체 () - P25685

품목 번호: CM0008471



소개

인간 DNAJB1/HSP40을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체. 세포 내 유세포 분석용으로 검증되었으며, 샤페론 매개 단백질 접힘 및 열 충격 반응 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human DNAJB1/HSP40 mAb
비고/별칭	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
종	인간
유전자 ID (인간)	3337
유전자 ID	3337
면역원	인간 DNAJB1/HSP40(NP_006136.1)의 아미노산 241~340에 해당하는 합성 펩타이드
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P25685
단백질 분자량	27kDa/38kDa
배송	아이스팩