

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnajb6 Rabbit Pab - O75190

품목 번호: CM0027078



소개

신경퇴행성 질환 및 근육 질환과 관련된 샤페론인 DNAJB6을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 단백질 응집 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNAJB6 Rabbit pAb
비고/별칭	DJ4, MRJ, DnaJ, HSJ2, HHDJ1, HSJ-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMDD1, DNAJB6
종	인간
유전자 ID (인간)	10049
유전자 ID	10049
면역원	인간 DNAJB6 (NP_490647.1)의 아미노산 177-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75190
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백