


Wb 및 Elisa용 Anti-Dnajb9 폴리클로널 항체 - Q9Ubs3

품목 번호: CM0027557



소개

인간 DNAJB9 (ERdj4)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 소포체(ER) 샤페론 및 UPR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJB9 Rabbit pAb
비고/별칭	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DNAJB9
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4189
유전자 ID	4189
면역원	인간 DNAJB9 (NP_036460.1)의 아미노산 24-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UBS3
단백질 크기	26kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)