

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnajc10 토끼 다클론 항체 - Q8Ixb1

품목 번호: CM0012965

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 인간 DNAJC10(ERdj5)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. ER 단백질 품질 관리, ERAD 및 스트레스 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                      |
| 제품명         | DNAJC10 토끼 pAb                                         |
| 비고/별칭       | JPDI; MTHr; ERdj5; PDIA19; DNAJC10                     |
| 종           | 인간                                                     |
| GeneID (인간) | 54431                                                  |
| GeneID      | 54431                                                  |
| 면역원         | 인간 DNAJC10(NP_061854.1)의 아미노산 614-793에 해당하는 제조합 융합 단백질 |
| 유래 동물       | 토끼                                                     |
| 분류          | 다클론 항체                                                 |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                |
| SWISS       | Q8IXB1                                                 |
| 단백질 분자량     | 91kDa                                                  |
| 배송          | 아이스팩                                                   |