

Wb, Elisa용 Anti-Dnajc12 단일클론 항체 - Q9Ukb3

품목 번호: CM0002756



소개

사람 DNAJC12에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 코-샤페론 역할 및 고페닐알라닌혈증 연구를 위한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJC12 Rabbit mAb
비고/별칭	JDP1; HPANBH4; DNAJC12
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	56521
GeneID	56521
면역원	사람 DNAJC12 (Q9UKB3)의 아미노산 99-198 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9UKB3
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백