

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnajc15 토끼 단일클론 항체 - Q9Y5T4

품목 번호: CM0012394

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 DNAJC15 (MCJ)를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 및 단백질 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJC15 Rabbit mAb
비고/별칭	MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	29103
GeneID	29103
면역원(Immunogen)	인간 DNAJC15 (Q9Y5T4)의 아미노산 70-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y5T4
단백질 분자량(Protein Weight)	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)