

Wb, Elisa용 항-Dnajc18 토끼 다클론 항체 - Q9H819

품목 번호: CM0021444

소개

인간 DNAJC18(DnaJ 상동체 서브패밀리 C 구성원 18)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 랫트 단백질을 인식합니다. 감염 중 폴리오마바이러스의 ER 막 관통에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNAJC18 토끼 pAb
비고/별칭	DNAJC18
종	인간
유전자 ID (인간)	202052
유전자 ID	202052
면역원	인간 DNAJC18 (NP_689899.1)의 아미노산 260-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q9H819
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백