

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnajc19 다클론 항체 - Q96Da6

품목 번호: CM0025825

소개

인간 DNAJC19에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트의 DNAJC19(TIM14)를 인식합니다. 미토콘드리아 수입 및 카디올리핀 리모델링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNAJC19 토끼 pAb
비고/별칭	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
종	인간
유전자 ID (인간)	131118
유전자 ID	131118
면역원	인간 DNAJC19(NP_660304.1)의 아미노산 1-116번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96DA6
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩