

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnajc19 다클론 항체 - Q96Da6

품목 번호: CM0017582

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 사람, 마우스, 랫드와 교차 반응성을 보이는 DNAJC19/TIM14에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 단백질 유입 및 카디오리핀 리모델링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJC19 Rabbit pAb
비고/별칭	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
종	사람
유전자 ID (사람)	131118
유전자 ID	131118
면역원	사람 DNAJC19(NP_660304.1)의 아미노산 1-116에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q96DA6
단백질 분자량	12kDa
배송	얼음팩