


Wb, Elisa용 Anti-Dnajc2 폴리클로날 항체 - Q99543

품목 번호: CM0028636



소개

인간 DNAJC2 (ZRF1, MPP11)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 교차 반응. 샤페론 및 염색질 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJC2 Rabbit pAb
비고/별칭	ZRF1; ZUO1; MPP11; MPHOSPH11; DNAJC2
종	인간
GeneID (인간)	27000
GeneID	27000
면역원	재조합 단백질 인간 DNAJC2 (NP_055192.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99543
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백