


Wb 및 Elisa용 Anti-Dnajc5 폴리클로날 항체 - Q9H3Z4

품목 번호: CM0018359



소개

WB 및 ELISA용 인간 DNAJC5 (CSP/CLN4)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질 (aa 1-198). 신경과학 및 샤페론 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJC5 Rabbit pAb
비고/별칭	CSP; NCL; CLN4; CLN4B; DNAJC5A; mir-941-2; mir-941-3; mir-941-4; mir-941-5; DNAJC5
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	80331
유전자 ID	80331
면역원	인간 DNAJC5 (NP_079495.1)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H3Z4
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 백(Ice bag)