

Wb, Elisa용 Anti-Dnajc7 폴리클로날 항체 - Q99615

품목 번호: CM0029414

소개

DNAJC7을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 사람 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 코-콜레퍼론(co-chaperone) 및 스테로이드 수용체 폴딩 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJC7 Rabbit pAb
비고/별칭	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNAJC7
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7266
GeneID	7266
면역원	사람 DNAJC7 (NP_003306.3)의 아미노산 230-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q99615
단백질 크기	56kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)