

Wb, Elisa용 항-Dnajc9 다클론 항체 - Q8Wxx5

품목 번호: CM0020438



소개

Western blot 및 ELISA로 검증된 이 토끼 다클론 항체는 히스톤 및 열충격 공동 샤페론(co-chaperone)인 인간 DNAJC9을 표적으로 합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 뉴클레오솜 조립 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] DNAJC9 토끼 pAb
비고/별칭	JDD1; SB73; HDJC9; C9
종	인간
GeneID (인간)	23234
GeneID	23234
면역원	인간 DNAJC9의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_056005.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8WXX5
단백질 무게	30kDa
배송	아이스팩