

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnajc9 다클론 항체 - Q8Wxx5

품목 번호: CM0013943



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-DNAJC9 토끼 다클론 항체입니다. 인간 히스톤 샤페론 및 HSP70 공동 샤페론을 표적으로 하며, 뉴클레오솜 조립 및 열충격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJC9 Rabbit pAb
비고/별칭	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
종	인간
유전자 ID (인간)	23234
유전자 ID	23234
면역원	인간 DNAJC9의 아미노산 1-260번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_056005.1)
항체 생성 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WXX5
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩