


Wb 및 Elisa용 Anti-Dnal1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q4Ldg9

품목 번호: CM0014565



소개

DNAL1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 DNAL1을 인식합니다. 섬모 기능 및 원발성 섬모운동장애 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DNAL1 Rabbit pAb
비고/별칭	LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1
종	인간
GeneID (Human)	83544
GeneID	83544
면역원	인간 DNAL1 (NP_113615.2)의 아미노산 41-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q4LDG9
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백