


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnal1 토끼 다클로날 항체 - Q4Ldg9

품목 번호: CM0024708



소개

DNAL1(dynein axonemal light chain 1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광법, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 섬모 기능 및 원발성 섬모 운동 부전증(PCD) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNAL1 Rabbit pAb
비고/별칭	LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	83544
유전자 ID	83544
면역원(Immunogen)	사람 DNAL1 (NP_113615.2)의 아미노산 41-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q4LDG9
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)