

Anti-Dnal4 토끼 다클론 항체, Wb·elisa 적용 - O96015

품목 번호: CM0018099

소개

섬모 힘 생성에 관여하는 다이닌 축삭 경쇄인 인간 DNAL4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 호흡기 섬모 및 운동 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNAL4 토끼 pAb
비고/별칭	MRMV3; PIG27; DNAL4
종	인간
유전자ID (인간)	10126
유전자ID	10126
면역원	인간 DNAL4(NP_005731.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O96015
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스백