

Anti-Dnase1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P24855

품목 번호: CM0027297



소개

인간 DNASE1 (DNase I)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료; 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 반응. 세포사멸 및 NET 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNASE1 Rabbit pAb
비고/별칭	DNL1; DRNI; DNASE1
종	인간
GeneID (Human)	1773
GeneID	1773
면역원	인간 DNASE1 (NP_005214.2)의 아미노산 22-282에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P24855
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백