

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnase1L1 다클론 항체 - P49184

품목 번호: CM0014486

소개

인간 DNASE1L1(DNase X, DNase I-like 1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 뉴클레아제 및 IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNASE1L1 토끼 pAb
비고/별칭	XIB; G4.8; DNL1L; DNASEX; DNAS1L1; DNASE1L1
종	인간
유전자 ID	1774
면역원	인간 DNASE1L1(NP_006721.1)의 아미노산 1-302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P49184
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백