

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Dner 다클론 항체 - Q8Nft8

품목 번호: CM0022295

소개

인간 DNER를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. Notch 신호전달 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNER 토끼 pAb
비고/별칭	bet; UNQ26; DNER
종	인간
GeneID (인간)	92737
GeneID	92737
면역원	인간 DNER의 140-240번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_620711.3).
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8NFT8
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스팩