

Anti-Dnlz 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q5Sxm8

품목 번호: CM0020468

소개

미토콘드리아 공동 샤페론인 인간 DNLZ(HEP, ZIM17)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간과 교차 반응합니다. 미토콘드리아 생물학 및 샤페론 연구에 최적입니다. 단백질 분자량: 19 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNLZ 토끼 pAb
비고/별칭	HEP; HEP1; ZIM17; TIMM15; C9orf151; bA413M3.2; DNLZ
종	인간
유전자ID (인간)	728489
유전자ID	728489
면역원	인간 DNLZ의 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5SXM8
단백질 분자량	19kDa
배송 방법	아이스 팩