

Wb 및 Elisa용 Anti-Dnm1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q05193

품목 번호: CM0023762



소개

인간 DNM1 (다이나민-1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체; 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증; 생쥐 및 쥐와 교차 반응; 세포내이입 및 시냅스 소포 재순환 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNM1 Rabbit pAb
비고/별칭	DNM, DEE31, EIEE31, DNMI
종	인간
GeneID (인간)	1759
GeneID	1759
면역원	인간 DNM1 (NP_004399.2)의 아미노산 400-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q05193
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백