

If/Icc, Elisa용 Anti-Dnm2 폴리클로날 항체 - P50570

품목 번호: CM0015324



소개

인간 DNM2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 내재화, 액틴 역학, 샤르코-마리-투스병(Charcot-Marie-Tooth disease) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNM2 Rabbit pAb
비고/별칭	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTD1I; CMTD1B; DI-CMTB; DNM2
종(Species)	Human
GeneID (인간)	1785
GeneID	1785
면역원(Immunogen)	인간 DNM2 (NP_004936.2)의 아미노산 607-866에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P50570
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백