

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dnm2 폴리클론항체 - P50570

품목 번호: CM0025956



### 소개

DNM2 Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체로, 마우스 및 래트에 대한 교차반응성을 가지며, 엔도사이토시스 및 세포골격 재구성에 관여하는 다이나민-2 GTPase를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | DNM2 Rabbit pAb                                          |
| 비고/별칭       | DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2 |
| 종           | 인간                                                       |
| GeneID (인간) | 1785                                                     |
| GeneID      | 1785                                                     |
| 면역원         | 재조합 단백질                                                  |
| 원천          | 토끼                                                       |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                  |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                  |
| SWISS       | P50570                                                   |
| 단백질 분자량     | 98kDa                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                     |