

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Dnmt1 Rabbit Monoclonal Antibody - P26358

품목 번호: CM0002704



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증된 DNMT1 Rabbit Monoclonal Antibody로, Human, Mouse, Rat에 대한 교차 반응성을 보입니다. DNA 메틸화, 후성유전적 유전, 전사 억제 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DNMT1 Rabbit mAb
비고/별칭	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1
종	Human
GeneID (Human)	1786
GeneID	1786
면역원	합성 펩타이드 인간 DNMT1 (NP_001370.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P26358
단백질 분자량	183kDa
배송	아이스백