

Anti-Dnmt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

품목 번호: CM0016632



소개

DNMT1 Rabbit pAb (Human, Mouse, Rat) validated for WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. 후성유전학 연구 및 암 연구를 위한 유지 DNA 메틸전이효소 DNMT1을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNMT1 Rabbit pAb
비고/별칭	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1
종(Species)	Human
유전자 ID (Human)	1786
항원(Immunogen)	DNMT1 (NP_001370.1)의 아미노산 1-124에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P26358
단백질 분자량	183kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)