


Anti-Dnmt3A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6K1

품목 번호: CM0030415



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 토끼 폴리클론성 DNMT3A 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 후성유전학 및 DNA 메틸화 연구에 이상적. SWISS: Q9Y6K1.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DNMT3A Rabbit pAb
비고/별칭	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIa; DNMT3A
종	인간
GeneID (Human)	1788
GeneID	1788
면역원	인간 DNMT3A (NP_072046.2)의 아미노산 500-700에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론성 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6K1
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백