

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dnmt3B 폴리클로널 항체 - Q9Ubc3

품목 번호: CM0018376



소개

사람 DNMT3B에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 발달 및 유전자 침묵 연구에서 새로운 DNA 메틸화(de novo DNA methylation)에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNMT3B Rabbit pAb
비고/별칭	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1789
유전자 ID	1789
면역원(Immunogen)	사람 DNMT3B (NP_008823.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UBC3
단백질 분자량	96kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)