

Wb, Chip, Elisa용 Anti-Dnmt3B 토끼 단일클론 항체 - Q9Ubc3

품목 번호: CM0008016



소개

웨스턴 블롯(Western blot), ChIP 및 ELISA 용도의 인간 DNMT3B (SWISS Q9UBC3)을 타겟으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. DNMT3B는 발달 과정 중 메틸화 패턴을 확립하고 반복 요소를 침묵시키는 데 중요한 드 노보(de novo) DNA 메틸전이효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNMT3B Rabbit mAb
비고/별칭	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1789
유전자 ID	1789
항원(Immunogen)	인간간 DNMT3B (NP_008823.1)의 아미노산 206-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9UBC3
단백질 분자량	96kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)